

PoliLed PoliScaler



FARO

L'ODONTOTECNOLOGIA

PoliLed

LAMPADA POLIMERIZZANTE A LED

Covered by Design Patent



Poliled è la lampada polimerizzante da riunito che Faro ha realizzato con la tecnologia led.

Il design, essenziale, è bello ed ergonomico.

L'elettronica di gestione, realizzata con tecnologia SMT, è totalmente integrata nel manipolo.

Di dimensioni contenute (l= 165 mm. Ø max 27 mm.), **Poliled** è realizzata in lega di alluminio e pesa soltanto 100 gr.

GB

Poliled is a curing light for dental units that Faro has realised with LED technology.

Its spare design is attractive and ergonomic.

The control electronics, achieved with SMT technology, are fully integrated in the handpiece.

With limited dimensions (l = 165mm, max Ø 27mm), **Poliled** is made of aluminium alloy and weighs only 100 g.

Poliled is equipped with a single button that is used to select, activate and halt the emission when desired.

F

Poliled est une lampe à polymériser pour fauteuil dentaire réalisée par FARO selon la technologie led.

Le design est essentiel, beau et ergonomique.

L'électronique d'exploitation, réalisée sur la technologie SMT, est totalement intégrée dans la pièce à main.

De dimensions réduites, (l= 165 mm. Ø max 27 mm.), **Poliled** est réalisée en alliage d'aluminium et ne pèse que 100 g.

Poliled est dotée d'un seul bouton permettant de sélectionner, activer et arrêter l'émission quand on le souhaite.

Poliled è dotata di un solo pulsante con il quale si seleziona, attiva ed arresta l'emissione, quando si desidera. Un segnale acustico viene emesso all'inizio, a metà ed alla fine del ciclo selezionato.

Con **Poliled** si possono effettuare due diversi cicli di polimerizzazione:

Premendo normalmente il pulsante si seleziona il ciclo power che consente l'emissione della massima potenza per l'intera durata (20").

Tenendo premuto il pulsante per 2" si seleziona il ciclo soft che fa salire progressivamente l'emissione sino al massimo (in 10") mantenendola poi per altri 10" (durata totale 20").

GB

An acoustic signal is emitted at the start, mid-point and end of the selected cycle.

Two different curing cycles can be performed with **Poliled**.

By pressing the button normally the power cycle is selected, which enables the emission of maximum power for the entire duration (20").

Holding the button down for 2" selects the soft cycle, which makes the emission gradually ramp up to the maximum (in 10"), then maintains it for another 10" (total duration 20").

F

tionner, d'activer et d'arrêter l'émission toutes les fois que l'on veut. Un signal acoustique est émis au début, à la moitié et à la fin du cycle sélectionné.

Poliled vous offre deux différents cycles de polymérisation:

Pressez normalement le bouton pour sélectionner le cycle power qui permet l'émission de la puissance maximum pendant toute la durée (20").

Gardez le bouton pressé pendant 2" pour sélectionner le cycle soft qui fait augmenter progressivement

PoliLed

LAMPADA POLIMERIZZANTE A LED

Covered by Design Patent

Premendo il pulsante durante la polimerizzazione, si interrompe l'emissione.

Poliled impiega un led ad alta efficienza di 5W in grado di erogare una potenza di oltre 1500 mW/cm², misurata all'uscita della fibra ottica.

Esiste una versione più economica, con una potenza di 700 mW/cm² ed il cordone solidale con il polimerizzatore, denominata **Poliled compact**.

Quest'ultima è munita di un puntale in gomma silicica che impedisce il contatto anche accidentale con la superficie da polimerizzare.

Fibra ottica e puntale possono essere sterilizzati in autoclave a 134 °C.

Poliled viene fornita con un cordone di alimentazione dedicato al quale è collegata per mezzo di un connettore che consente di staccarla, quando necessario (per operazioni di manutenzione o altro).

Poliled viene prodotta anche con un attacco speciale che consente di collegarla al cordone unificato in grado di alimentare sia la **Poliled** che l'ablatore piezo **Poliscaler** Faro.



GB

Pressing the button during the curing interrupts the emission.

Poliled uses a high-efficiency 5W LED that is able to supply a power of over 1500 mW/cm², measured at the outlet of the optical fibre.

The optical fibre has a silicone rubber tip that prevents even accidental contact with the surface to be cured.

The optical fibre and the tip can be sterilised in an autoclave at 134°C.

Poliled comes with a dedicated power supply cord to which it is fastened by a connector that allows it to be

F

l'émission jusqu'à son maximum (en 10'') et la maintient pendant 10 autres '' (durée totale 20'').

Pressez le bouton au cours de la polymérisation pour interrompre l'émission.

Poliled utilise une led haute performance de 5W capable de fournir une puissance de plus de 1500 mW/cm², mesurée à la sortie de la fibre optique.

Cette dernière est dotée d'un embout en gomme silicique qui empêche le contact, même accidentel, avec la surface à polymériser.

Fibre optique et embout peuvent être stérilisés en autoclave à 134°C.

I SPECIFICHE TECNICHE	
Applicazione:	Polimerizzazione di materiali dentali fotoindurenti
Alimentazione:	Da 17 a 26 Vac 50Hz Da 19 a 33 Vdc
Consumo:	11,5 VA
Sorgente luminosa:	N°1 Led da 5W con concentratore ottico
Lunghezza d'onda:	440 ÷ 480 nm
Intensità tipica:	1500 mW/cm ² 700 mW/cm ² (nella versione Compact)
Fibra ottica:	Ø 8 autoclavabile a 134°C (500 cicli).
Dimensione dello strumento:	Lunghezza: 165 mm Diam. Max: 27 mm
Cordone:	Sganciabile tramite connettore. Solidale al manipoles (nella versione Compact)
Peso:	100 g
Materiale:	Alluminio
Elettronica di controllo:	Totalmente integrata nello strumento
Aspettativa di vita:	1.800.000 cicli da 20 sec.
Normative applicate:	EN 60601-1 EN 60601-1-2
Tempi di lavoro:	<u>Ciclo standard:</u> 20 sec. alla massima potenza <u>Ciclo Rampa:</u> 10 sec. da zero alla massima potenza + 10 sec. alla massima potenza <u>Segnali acustici:</u> Inizio e dopo ogni 10 sec

GB TECHNICAL SPECIFICATIONS	
Application:	Polymerisation of light-hardening dental materials
Power supply:	From 17 to 26 Vac 50Hz From 19 to 33 Vdc
Consumption:	11.5 VA
Light source:	One 5W LED with optical concentrator
Wavelength:	440 – 480 nm
Typical intensity:	1500 mW/cm ² 700 mW/cm ² (in the Compact version)
Optical fibre:	Ø 8 autoclavable at 134°C (500 cycles)
Instrument size:	Length: 165 mm Max. diam.: 27 mm
Cord:	Detachable by means of connector. Integral with handpiece (in the Compact version)
Weight:	100 g
Material:	Aluminium
Control electronics:	Fully integrated in the instrument
Service life:	1.8 million 20-second cycles
Applied standards:	EN 60601-1 EN 60601-1-2
Working times:	<u>Standard cycle:</u> 20 sec. at maximum power <u>Ramp cycle:</u> 10 sec. from zero to maximum power + 10 sec. at maximum power <u>Acoustic signals:</u> At start and every 10 sec

F DONNÉES TECHNIQUES	
Application:	Polymérisation de matériaux dentaires photodurcissants.
Alimentation:	De 17 à 26 Vac 50Hz De 19 à 33 Vdc
Consommation:	11,5 VA
Source lumineuse:	N°1 Led de 5W à concentrateur optique
Longueur d'onde:	440 ÷ 480 nm
Intensité typique:	1500 mW/cm ² 700 mW/cm ² (dans la version Compact)
Fibre optique :	Ø 8 stérilisable en autoclave à 134°C (500 cycles).
Dimension de l'instrument :	Longueur: 165 mm Diam. Max: 27 mm
Cordon:	Détachable par connecteur. Solidaire à la pièce à main (dans la version Compact)
Poids:	100 g
Matériau:	Aluminium
Électronique de contrôle:	Totalement intégrée dans l'instrument
Espérance de vie:	1.800.000 cycles de 20 sec.
Normes appliquées:	EN 60601-1 EN 60601-1-2
Temps de travail:	<u>Cycle standard:</u> 20 sec. en puissance maximum <u>Cycle Rampa:</u> 10 sec. De zéro à la puissance maximum + 10 sec. à la puissance maximum <u>Signaux acoustiques:</u> Début et après toutes les 10 secondes

GB

detached when needed (for maintenance or other operations).

A more economical version exists, with a power of 700 mW/cm² and the cord integral with the polymeriser, called **Poliled compact**.

Poliled is also made with a special attachment that makes it possible to connect it to the unified cord which is able to power both the **Poliled** and the **PoliScaler** ablator.

F

Poliled est fournie avec un cordon d'alimentation dédié auquel elle est branchée par un connecteur qui permet de la détacher toutes les fois que le besoin s'en présente (pour des opérations d'entretien ou autres).

Il existe une version plus économique d'une puissance de 700 mW/cm² et un cordon solidaire au polymérisateur. C'est la **Poliled compact**.

Poliled est produite notamment avec une prise spéciale qui permet de la connecter au cordon unifié capable d'alimenter la Poliled aussi bien que le détartreur piézo **Poliscaler** Faro.

PoliScaler

ABLATORE AD ULTRASUONI



Poliscaler è un nuovo ablatore ad ultrasuoni prodotto da FARO.

Nell'odontoiatria moderna gli ablatori ad ultrasuoni fanno ormai parte dello strumentario che ogni professionista deve avere quale ausilio tecnologico per svolgere al meglio la propria attività.

La linea ergonomica, le ridotte dimensioni e il peso contenuto (Diam. max 17mm -Lungh. senza punta 104 mm - Peso 41g) consentono di usare **Poliscaler** mantenendo sempre la perfetta visibilità del campo operativo.

GB

PoliScaler is a new ultrasound scaler manufactured by FARO. In modern dentistry, ultrasound scaler are now part of the instrumentarium that every professional should have as a technological aid for carrying out their activity as efficiently as possible. Its ergonomic shape, reduced size and light weight (max. diam. 17 mm – length without tip 104 mm – weight 41 g) makes it possible to use **PoliScaler** while retaining perfect visibility of the operating field. The smooth surface of the handpiece facilitates cleaning prior to sterilisation in an autoclave at 134°C. For sterilisation a special case is provided that in addition to the handpiece can hold the tips used along with their supports. **PoliScaler** comes with three different types of tips (D2-D3-D4) which cover most operating requirements. Upon request another two tip models can be supplied (D1-D5) for more specific applications. Replacing the tips is simplified by the special support with which each tip is equipped. Using the supplied torque wrench ensures optimum

F

Poliscaler est un nouveau détartreur à ultrasons produit par FARO. Dans l'odontologie moderne, les détartreurs à ultrasons font à coup sûr partie de l'équipement que tout professionnel doit avoir comme support technologique pour exercer au mieux son activité. Sa ligne ergonomique, ses dimensions réduites et son poids limité (Diam.max 17mm – Long. sans la pointe 104 mm - Poids 41g) permettent d'utiliser **Poliscaler** tout en conservant toujours une visibilité parfaite du champ opératoire. La surface lisse de la pièce à main facilite son nettoyage avant la stérilisation en autoclave à 134°C. Pour la stérilisation, FARO offre un box spécial qui peut contenir, en plus de la pièce à main, les pointes utilisées et leurs supports. **Poliscaler** est proposé avec un set de 3 différents types de pointes (D2-D3-D4) qui couvrent pratiquement toutes les exigences d'intervention. Sur demande, la maison peut fournir 2 autres modèles de pointes (D1-D5) pour des applications plus spécifiques. Le remplacement des pointes est facilité par le support spécial dont est

La superficie liscia del manipolo ne facilita la pulizia prima della sterilizzazione in autoclave a 134°C. Per la sterilizzazione viene fornito un apposito box che oltre al manipolo può contenere le punte utilizzate con i relativi supporti.



Poliscaler viene proposto con una dotazione di 3 differenti tipi di punte (D2-D3-D4) che coprono la maggior parte delle esigenze operative. A richiesta possono essere forniti altri 2 modelli di punte (D1-D5) per applicazioni più specifiche.

La sostituzione delle punte è facilitata dallo speciale supporto con cui ogni punta viene fornita; l'uso della chiave dinamometrica in dotazione, garantisce il fissaggio ottimale della punta sul manipolo.

Nella versione da riunito, il comando elettronico, montato su di un supporto in alluminio, grazie alle ridotte dimensioni (h=34mm, l=60mm, p=54mm), può essere facilmente fissato all'interno del riunito dentale



Poliscaler è disponibile nelle versioni da riunito e a cassetta (**P-Mobile**)

GB

fastening of the tip on the handpiece. **Poliscaler** is available in the version for the dental unit and the portable version (**P-Mobile**). In the dental unit version, the electronic control, mounted on an aluminium support, can be easily fixed in the unit thanks to its reduced dimensions (h = 34mm, l = 60mm, d = 54mm). The ultrasound intensity can be adjusted to optimize its effectiveness by using the special potentiometer in the dental unit version, and by using the appropriate buttons in the **P-Mobile** version. Operation of the **PoliScaler** and activation of the cooling spray are controlled by the pedal of the dental unit (in the built-in version) and by a small dedicated pedal in the portable version. To protect the patient's health, **Poliscaler** is provided with an anti-suction valve that prevents the contaminated water from pushing up into the cord by blocking it in the handpiece, which can be sterilised, thereby avoiding the risk of contamination of the next patient. Another important feature is the possibility of mounting on the cord of the

F

dotée chaque pointe. L'utilisation de la clé dynamométrique fournie garantit une fixation parfaite de la pointe à la pièce à main. **Poliscaler** existe dans les versions pour unité dentaire et pour caisse (**P-Mobile**) Dans la version fauteuil dentaire, la commande électronique montée sur un support en aluminium peut, grâce à ses dimensions réduites - h=34mm, l=60mm, p=54mm -, être facilement fixée à l'intérieur du fauteuil. L'intensité des ultrasons peut être réglée pour optimiser leur efficacité en utilisant, pour la version unité dentaire, le potentiomètre prévu et dans la version **P-Mobile**, en intervenant sur les boutons prévus. L'actionnement du **Poliscaler** et l'activation du spray de refroidissement se font à l'aide de la pédale du fauteuil (dans la version encastrable) et à l'aide d'une pédale dédiée dans la version caisse. Pour protéger la santé du patient, **Poliscaler** est doté d'une valve antiremous bloquant l'eau contaminée dans la pièce à main qui peut être stérilisée et

PoliScaler

ABLATORE AD ULTRASUONI

L'azionamento del **PoliScaler** e l'attivazione dello spray di raffreddamento avvengono per mezzo del pedale del riunito (nella versione da incasso) e per mezzo di un pedolino dedicato nella versione a cassetta. **(P-Mobile)**



Per tutelare la salute del paziente, **PoliScaler** è dotato di valvola di non ritorno che impedisce all'acqua contaminata di risalire nel cordone.

Un'altra importante caratteristica è la possibilità di montare sul cordone del **PoliScaler** la lampada polimerizzante **Poliled** nell'apposita versione, nei modelli Compact e normale.(art. 650800 e 650810)

Questa soluzione consente di avere a disposizione in qualsiasi momento i 2 strumenti, immediatamente operativi innestandoli, indifferentemente, sul cordone e selezionando il pulsante sullo strumento desiderato.

Funzioni specifiche delle punte



Tipo D1:

- Per la zona tra la superficie dentale e il tessuto gengivale
- Rimozione sopragengivale, sottogengivale e interdentale del tartaro con movimento verticale lento.
- La punta Tipo D1 deve essere usata con una angolazione inferiore a 90° rispetto al dente.
- La punta Tipo D1, è usata normalmente con una potenza bassa.

GB

PoliScaler the **Poliled** curing light in the special version, in the Compact and normal models (articles 650800 and 650810). This solution allows both instruments to be always available and immediately operative by attaching them, without distinction, to the cord and selecting the button of the instrument desired.

Specific functions of the tips

Type D1:

- For the zone between the tooth surface and the gum tissue.
- Supragingival, subgingival and interdental removal of tartar with slow vertical movement.
- The Type D1 tip must be used with an angle of less than 90° with respect to the tooth.
- The Type D1 tip is normally used with low power.

F

l'empêchant de remonter dans le cordon. Ceci évite la possibilité de contaminer le patient suivant. Une autre caractéristique importante est la possibilité de monter sur le cordon du **PoliScaler** la lampe à polymériser **Poliled** dans la version prévue, dans les modèles Compact et normal.(art. 650800 et 650810) . Cette solution permet d'avoir à sa disposition, à tout moment, les 2 instruments immédiatement opérationnels en les branchant indifféremment sur le cordon et en sélectionnant le bouton su l'instrument désiré.

Fonctions spécifiques des pointes

Type D1:

- Pour la zone entre la surface dentaire et le tissu gingival
- Élimination supragengivale, sous-gingivale et interdentaire du tartre par un mouvement vertical lent.
- La pointe Type D1 doit être utilisée avec une angulation



D2

Tipo D2:

- Per ablazione in generale.
- Rimozione sopragengivale, sottogengivale e interdentale del tartaro e delle macchie.
- Normalmente la punta Tipo D2 viene usata con una potenza media.
- Per un uso corretto della punta Tipo D2, tenerla con una tangenza di 30° rispetto al dente.
- La punta Tipo D2 non deve essere usata con una angolazione di 90° rispetto al dente



D3

Tipo D3:

- Per il trattamento delle tasche paradontali e degli spazi interdentali, in particolare dei denti con più di una radice.
- Normalmente il Tipo D3 viene usato con una potenza bassa.
- Inserire la punta Tipo D3 nelle tasche paradontali, per misurare la profondità delle tasche stesse. (max.8 mm)
- Usare la punta Tipo D3, con movimenti tangenziali lenti, lungo tutto il dente per 30-60 sec.
- Non premere sulla superficie del dente.



D4

Tipo D4:

- Per la zona tra la superficie dentale e il tessuto gengivale.
- La punta Tipo D4, è più lunga della punta Tipo D1
- La punta Tipo D4 non deve essere usata a 90° rispetto alla superficie del dente.
- Solitamente la punta Tipo D4, è usata con una potenza bassa.



D5

Tipo D5:

- Per ablazione di tartaro molto duro e rimozione del cemento.
- La punta Tipo D5 può essere usata verticalmente sulla superficie del dente.
- Solitamente la punta Tipo D5, è usata con una potenza media
- Per il tipo di applicazioni della punta Tipo D5, è particolarmente importante verificare la corretta uscita di acqua, per garantire il raffreddamento della punta.

GB

Type D2:

- For scaling in general.
- Supragingival, subgingival and interdental removal of tartar and stains.
- The Type D2 tip is normally used with medium power.
- For correct use of the Type D2 tip, hold it at a 30° tangent to the tooth.
- The Type D2 tip must not be used with an angle of 90° with respect to the tooth.

Type D3:

- For treatment of periodontal pockets and interdental spaces, especially of teeth with more than one root.
- Normally Type D3 is used with low power.
- Insert the Type D3 tip into the periodontal pockets to measure their depth (max. 8mm).

F

inférieure par rapport à la dent

- La pointe Type D1 est normalement utilisée à une puissance basse.

Type D2:

- Pour détartrage en général
- Élimination supragingivale, sous-gingivale et interdendaire du tartre et des taches
- Normalement, la pointe Type D2 est utilisée à une puissance moyenne
- Pour une utilisation correcte de la pointe Type D2, il faut la tenir à un angle de 30° par rapport à la dent

Type D3:

- Pour le traitement des taches parodontales et des espaces interdentaires, en particulier des dents à plus d'une racine

PoliScaler

I SPECIFICHE TECNICHE	
Classificazione dispositivo:	Classe 2
Parti applicate:	Tipo B
Classe di appartenenza 93/42 ECC:	II a
Modo di funzionamento:	Continuo
Pressione di esercizio acqua:	Da 1 a 5 bar
Consumo acqua:	100÷120 cc./min.
Tensione di alimentazione:	24 Vac, 50/60 Hz
Assorbimento:	24 VA
Frequenza unità ultrasuoni:	24-32 kHz
Peso manipolo:	41 g
Temperatura acqua:	Quella di rete

GB TECHNICAL SPECIFICATIONS	
Device classification:	Class 2
Applied classification rule:	Typo B
Membership class 93/42 ECC:	II a
Operation mode:	Continuous
Delivery pressure of water:	From 1 to 5 bar
Water consumption:	100÷120 cc./min.
Supply voltage:	24 Vac, 50/60 Hz
Absorption:	24 VA
Frequency of ultrasound unit:	24-32 kHz
Weight of handpiece:	41 g
Water temperature :	Mains temperature

F DONNÉES TECHNIQUES	
Classification dispositif:	Classe 2
Règle de classification appliquée:	Type B
Classe d'appartenance 93/42 ECC:	II a
Mode de fonctionnement:	Continu
Pression d'exploitation eau:	De 1 à 5 bar
Consommation d'eau:	100÷120 cc./min.
Tension d'alimentation:	24 Vac, 50/60 Hz
Absorption:	24 VA
Fréquence unité ultrasons:	24-32 kHz
Poids de la pièce à main:	41 g
Température de l'eau:	Température de réseau



GB
<ul style="list-style-type: none"> - Use the Type D3 tip, with slow tangential movements, along the whole tooth for 30-60 sec. - Do not press on the surface of the tooth. <p>Type D4:</p> <ul style="list-style-type: none"> - For the zone between the tooth surface and the gum tissue. - The Type D4 tip is longer than the Type D1 tip. - The Type D4 tip must not be used at 90° with respect to the tooth surface. - Usually Type D4 tip is used with low power.

F
<ul style="list-style-type: none"> - Normalement, le Type D3 est utilisé à une puissance basse - Introduire la pointe Type D3 dans les poches parodontales pour mesurer justement leur profondeur (max.8 mm) Utiliser la pointe Type D3, avec des mouvements tangentiels lents, le long de toute la dent pendant 30-60 sec. - Ne pas insister sur la surface de la dent. <p>Type D4:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pour la zone entre la surface dentaire et le tissu gingival. - La pointe Type D4, est plus longue que la pointe Type D1 - La pointe Type D4 ne doit pas être utilisée à 90° par rapport à la surface de la dent. - Généralement, la pointe Type D4 est utilisée à une puissance basse

P-Mobile

I SPECIFICHE TECNICHE	
Classificazione dispositivo:	Classe 1
Parti applicate:	Tipo B
Classe di appartenenza 93/42 CEE:	II a
Modo di funzionamento:	Continuo
Pressione di esercizio acqua:	Da 1 a 5 bar
Consumo acqua:	100÷120 cc./min.
Tensione di alimentazione:	Input AC 100-240V, 50/60Hz 1,0A Output DC 24V 1,7A
Assorbimento:	24 VA
Frequenza unità ultrasuoni:	24-32 kHz
Peso manipolo:	41 g
*Temperatura acqua:	Quella di rete
Grado di protezione contro la penetrazione dell'acqua:	Comando IP 40 Trasformatore IP 20

* tubo di carico acqua dalla rete completo di raccordi incluso

GB TECHNICAL SPECIFICATIONS	
Device classification:	Class 1
Applied classification rule:	Typo B
Membership class 93/42 ECC:	II a
Operation mode:	Continuous
Delivery pressure of water:	From 1 to 5 bar
Water consumption:	100÷120 cc./min.
Power supply voltage:	Input AC 100-240V, 50/60Hz 1,0A Output DC 24V 1,7A
Absorption:	24 VA
Frequency of the ultrasound unit:	24-32 kHz
Weight of handpiece:	41 g
*Water temperature :	Mains temperature
Degree of protection against water penetration:	Control IP 40 Transformer IP 20

* water loading tube from mains complete with connectors included

F DONNÉES TECHNIQUES	
Classification dispositif:	Classe 1
Règle de classification appliquée:	Type B
Classe d'appartenance 93/42 ECC:	II a
Mode de fonctionnement:	Continu
Pression d'exploitation eau:	De 1 à 5 bar
Consommation d'eau:	100÷120 cc./min.
Tension d'alimentation:	Input AC 100-240V, 50/60Hz 1,0A Output DC 24V 1,7A
Absorption:	24 VA
Fréquence unité ultrasons:	24-32 kHz
Poids de la pièce à main:	41 g
*Température de l'eau:	Température de réseau
Degré de protection contre la pénétration de l'eau:	Commande IP 40 Transformateur IP 20

* tube de chargement de l'eau du réseau muni des raccords prévus



GB

Type D5:

- For scaling of very hard tartar and removal of cement.
- The Type D5 tip can be used vertically on the surface of the tooth.
- Usually the Type D5 tip is used with medium power.
- For the type of applications of the Type D5 tip, it is particularly important to check for proper delivery of water in order to ensure cooling of the tip.

F

Type D5:

- Pour le détartrage du tartre très coriace et l'élimination du ciment
- La pointe Type D5 peut être utilisée verticalement sur la surface de la dent.
- Généralement, la pointe Type D5 est utilisée à une puissance moyenne
- Pour le type d'applications de la pointe Type D5, il est particulièrement important de vérifier la sortie correcte de l'eau afin de garantir le refroidissement de la pointe.

AZIENDA CERTIFICATA



POLILED - POLISCALER
PRODOTTO CONFORME
ALLA DIRETTIVA 93/42/CEE
DISPOSITIVI MEDICI



0051

www.faro.it

FARO S.p.A. via Faro, 15 20060 Ornago (Milano) ITALIA - Tel. +39 039 68781 - Fax + 39 039 6010540
FARO FRANCE Za Tgv Coriolis 71210 Montchanin FRANCIA - Tel. +33 385779680 - Fax +33 385779688
FARO DEUTSCHLAND Gladbacherstrasse 409 47805 Krefeld GERMANIA - Tel.+49 2151936921 - Fax +492151936933

M92050052 REV. 0 IT-GB-F

L' O D O N T O T E C N O L O G I A